



InterGuide introduttore per tubo ET e InterForm mandrino per intubazione

Per l'impiego in condizioni di vie aeree difficili



Gestione delle Vie Aeree ▪ Accessori


Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari

InterGuide introduttore per tubo ET

InterGuide è un introduttore flessibile per tubo ET flessibile, comunemente chiamato bougie. Permette un inserimento alla cieca nella trachea per guidare il posizionamento del tubo endotracheale, anche in condizioni di vie aeree difficili, in cui la visione della glottide è inadeguata. InterGuide è monouso, privo di lattice e viene fornito sterile in una pratica confezione singola.




Punta distale atraumatica

Per ridurre i potenziali traumi al paziente



Materiale a bassa frizione

Per facilitare l'inserzione e l'operatività

Codice	Descrizione	Misura	Diametro esterno (OD)	Lunghezza	Q.tà per scatola
8070015	InterGuide, introduttore per tubo ET	15FR	5.0mm	700mm	10 
8070010	InterGuide, introduttore per tubo ET	10FR	3.3mm	700mm	10 
8070006	InterGuide, introduttore per tubo ET	6FR	2.0mm	530mm	10 


[Richiesta info](#)

InterForm mandrino per intubazione

InterForm è un mandrino malleabile che permette all'utilizzatore di plasmare il tubo endotracheale nella forma migliore per agevolarne l'inserimento e per controllare meglio il dispositivo per le vie aeree. InterForm è monouso, privo di lattice e viene fornito in una comoda confezione singola.




Anima di alluminio

Per plasmare la forma e agevolare l'inserimento



Materiale a bassa frizione

Per un facile inserzione/estrazione

Codice	Descrizione	Misura	Diametro esterno (OD)	Lunghezza	Q.tà per scatola
8080014	InterForm, mandrino per intubazione	14FR	4.7mm	340mm	10 
8080010	InterForm, mandrino per intubazione	10FR	3.3mm	340mm	10 
8080006	InterForm, mandrino per intubazione	6FR	2.0mm	275mm	10 

[Richiesta info](#)

 Sterile



Intersurgical SpA, Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
 T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il produttore Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 e ISO 14001:2015

Rispetta l'ambiente!

Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri stampare ugualmente privilegia il fronte/retro.

IS6.5_IT • Issue 4 02.18