





Sistemi di fissaggio per la gestione dei tubi

Per organizzare un ambiente di lavoro ordinato e sicuro riducendo i rischi di disconnessioni accidentali



Critical Care ▪ Accessori


Sistemi di fissaggio per la gestione dei tubi

La nostra gamma di sistemi di fissaggio se utilizzata insieme ai nostri circuiti per ventilazione permette al personale sanitario di organizzare in modo efficiente l'area intorno al paziente. Le clip e i ganci aiutano a fissare gli elementi in modo sicuro per creare un ambiente ordinato riducendo il rischio di disconnessioni accidentali.


Le clip, i tappi rossi di sicurezza 22F, il tappo di sicurezza del perforatore delle camere di umidificazione, i sistemi di fissaggio dei tubi Intersurgical sono progettati per interfacciarsi con le clip e i grip di fissaggio attraverso un sistema di aggancio.

Le clip sono compatibili con i circuiti per ventilazione Smoothbore e Flextube™ nelle configurazioni da 10mm, 15mm, 22mm e 30mm a doppia e singola linea.

▶ Video disponibile su www.intersurgical.com




Sistema di a



Clip per tubi da 10mm, 15mm, 22mm, 30mm





Il sistema è compa




Sistema di gestione dei tubi a molletta



Supporti per tubi



I nostri sistemi di supporto per tubi sono progettati con un design ergonomico per sostenere in modo efficace e sicuro i tubi dei circuiti per ventilazione in prossimità del paziente. Sono disponibili in due diverse misure per mantenere in posizione i tubi da 10, 15, 22 e 30mm, con due ulteriori scanalature più piccole per l'alloggiamento di linee di monitoraggio o altri cavi e sonde. Il collo flessibile su cui poggia la margherita, si modifica in modo semplice e duttile per soddisfare le più svariate esigenze di posizionamento dei tubi del circuito per ventilazione.




aggancio

Tappo rosso di sicurezza o tappo di sicurezza dei perforatori delle camere di umidificazione













di aggancio
tibile con







Sistema di aggancio per tubi



Guida ai sistemi di gestione dei tubi

<p>Clip per tubi Flextube™ e Smoothbore</p>  <p>15mm</p> <p>Codice 2317000 Q.tà 25</p>	<p>Clip per tubo Flextube</p>  <p>22mm</p> <p>Codice 2315000 Q.tà 25</p>	<p>Clip per tubo Smoothbore</p>  <p>22mm</p> <p>Codice 2318000 Q.tà 25</p>	<p>Clip per tubo Flextube</p>  <p>30mm</p> <p>Codice 2319000 Box Qty. 25</p>
<p>Clip per tubi Flextube e Smoothbore</p>  <p>10mm</p> <p>Codice 2311000 Q.tà 25</p>	<p>Clip per tubi Flextube e Smoothbore</p>  <p>15mm</p> <p>Codice 2312000 Q.tà 25</p>	<p>Clip per tubo Flextube</p>  <p>22mm</p> <p>Codice 2313000 Q.tà 25</p>	<p>Clip per tubo Smoothbore</p>  <p>22mm</p> <p>Codice 2314000 Q.tà 25</p>
<p>Sistema di aggancio per tubi</p>  <p>Codice 2316000 Q.tà 12</p>		<p>Clip per tubi</p>  <p>22mm</p> <p>Codice 2313000 Q.tà 25</p>	

▶ Video disponibile su www.intersurgical.com

<p>Supporto per tubi 30mm/22mm/15mm</p>  <p>Codice 5904000 Q.tà 1</p>	<p>Supporto per tubi 15mm/10mm</p>  <p>Codice 5905000 Q.tà 1</p>	<p>Sistema di gestione dei tubi a molletta</p>  <p>Codice 2321000 Q.tà 50</p>	<p>Gancio per clip</p>  <p>Codice 5572000 Q.tà 25</p>
---	--	--	---

Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari.



Intersurgical S.p.A. - Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italy
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015



Ricicla!

IS1.40_IT • Issue 3 09.19