



## ClearLite™ maschera per anestesia

Una chiara visione del futuro 




**Anestesia** ▪ Maschere Facciali per Anestesia

## ClearLite™ maschera facciale per anestesia

Una gamma di maschere facciali per anestesia in sette diverse misure per soddisfare tutte le esigenze legate alle diverse dimensioni e conformazioni di viso dei pazienti. Disponibili dalla misura 0 neonatale alla 6 adulto large.

Grazie al suo avanzato design anatomico, la maschera ClearLite richiede una pressione minima per ottenere una sigillatura eccellente, riducendo il fastidio e il potenziale rischio

di piaghe o altri traumi. L'aderenza perfetta agevola il personale medico durante una ventilazione manuale sia in anestesia che in contesto di emergenza.

ClearLite non contiene PVC ed è priva di ftalati che si traduce in una significativa riduzione dell'impatto ambientale. 

### Leggera

Una migliore presa e maneggevolezza nell'uso da parte del personale medico

### Forma anatomica

Una perfetta aderenza sulle diverse conformazioni di viso. Minima pressione per ottenere una sigillatura efficace e ridurre potenziali traumi accidentali

### Conchiglia chiara e trasparente

Visibilità eccellente per una conferma visiva che il paziente è ben ventilato

### Volume della maschera ridotto

Riduzione di un potenziale rebreathing e dei rischi associati ad alti livelli di ETCO<sub>2</sub>



### Connessione sicura

Connessione ISO 22mm tra la maschera e il circuito di ventilazione, conforme alla ISO 5356

### Riduzione degli sprechi

Disponibile senza anello uncinato

### Bordo di tenuta morbido senza gonfiaggio

Confortevole e dalla sigillatura efficace

### Codifica colore

Il morbido bordo di tenuta è colorato secondo una codifica per distinguere in modo chiaro e veloce la misura corretta della maschera















### Ridotto impatto ambientale

Priva di PVC e Ftalati

[Richiesta info](#)

 Video disponibile su [www.intersurgical.it](http://www.intersurgical.it)



Codice	Codice senza anello uncinato	Descrizione	Q.tà per scatola
 7296000	7296001	ClearLite, maschera per anestesia, misura 6, adulto Extra Large, rosso, 22F	20 
 7295000	7295001	ClearLite, maschera per anestesia, misura 5, adulto Large, arancio, 22F	35 
 7294000	7294001	ClearLite, maschera per anestesia, misura 4, adulto, verde, 22F	35 
 7293000	7293001	ClearLite, maschera per anestesia, misura 3, adulto Small, giallo, 22F	35 
 7292000	7292001	ClearLite, maschera per anestesia, misura 2, pediatrica, bianco, 22F	25 
 -	7291000	ClearLite, maschera per anestesia, misura 1, infantile, grigio, senza anello, 15M	30 
 -	7290000	ClearLite, maschera per anestesia, misura 0, neonatale, azzurro, senza anello, 15M	40 

Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari.



Intersurgical S.p.A. Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO) - ITALIA  
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 [info@intersurgical.it](mailto:info@intersurgical.it) [www.intersurgical.it](http://www.intersurgical.it)



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015

**Rispetta l'ambiente!**  
Risparmia energia e carta.  
Per favore, privilegia la stampa fronte/retro.

IS5.31\_IT • Issue 2 08.19