

# STARMed CaStar

Casco per terapia CPAP



# STARMed CaStar – Casco per CPAP

## StarMed CaStar

Il casco CaStar è un'interfaccia confortevole, versatile e leggera per la terapia CPAP progettata per offrire un'alternativa ai tradizionali metodi di somministrazione della CPAP. CaStar è ben tollerato anche per periodi prolungati e contribuisce a ridurre i rischi associati alle intubazioni endotracheali e all'uso della maschera facciale. Può essere utilizzato sia in posizione semi seduta che supina.

Il casco CaStar può essere utilizzato nei trattamenti di numerose patologie respiratorie tra cui:

supporto respiratorio pre e post-estubazione, BPCO riacutizzato, trauma toracico, asma, ipossiemia post-operatoria, edema polmonare cardiogenico e non.

## Caratteristiche tecniche

- Connettori 22M/22F secondo gli standard ISO
- Provvisto di manometro integrato per verificare la presenza di pressione all'interno del casco
- Volume interno 16 litri - Peso 340g
- Comode bretelle ascellari di ancoraggio atraumatiche
- Accessori di fissaggio alternativi sono disponibili su richiesta
- Due accessi a tenuta per sonde o cateteri di 3.5-7.0mm Ø
- Oblò ermetico di accesso al paziente con chiusura a vite. Valvola antisoffocamento bidirezionale ad apertura automatica in mancanza di pressione
- La tenuta ermetica del sistema è assicurata da una membrana elastica che aderisce alla parte superiore del tronco del paziente, quando il casco è gonfio



## Caratteristiche e vantaggi



Prodotto certificato CE

### Trasparente

Per un facile monitoraggio del paziente

### Manometro integrato per il controllo della pressione interna

### Oblò con valvola antisoffocamento

### Comode bretelle ascellari di ancoraggio

Casco CaStar per CPAP con valvola antisoffocamento e oblò

Codice	Misura	Circonferenza collo	Q.tà per conf.
CP210XXL/2	Extra Extra Large	≥50cm	5
CP210XL/2	Extra Large	45-52cm	5
CP210L/2	Large	40-47cm	5
CP210M/2	Medium	34-41cm	5
CP210S/2	Small	27-34cm	5
CP210XS/2	Extra Small	17-27cm	5

Confezionati singolarmente. Confezione multipla da 5 pezzi. Custom pack sono disponibili su specifica richiesta del cliente.

IS1.17\_IT Issue 3 12.12