



STARMed CaStar R Up

Casco apribile per ventilazione meccanica non-invasiva (NIV)



Critical Care ▪ Interfacce Paziente ▪ **STARMed**



STARMed CaStar R Up casco apribile per NIV

StarMed CaStar R Up

Il casco apribile CaStar R Up è un'interfaccia confortevole, versatile e leggera per la ventilazione non-invasiva (NIV) progettata per offrire un'alternativa ai tradizionali metodi di somministrazione della terapia. CaStar R Up è ben tollerato anche per periodi prolungati e contribuisce a ridurre i rischi associati alle intubazioni endotracheali e all'uso della maschera facciale. Può essere utilizzato sia in posizione semi-seduta che supina.

Benefici

- Permette un rapido accesso al viso del paziente durante le operazioni infermieristiche e in caso di emergenza
- Un solo operatore può facilmente rimuovere la parte superiore del casco e avere completo accesso al paziente
- Sonde e cateteri possono rimanere in sede sul paziente solidali alla parte inferiore del casco

Caratteristiche tecniche

- Nuovo materiale privo di ftalati
- Connettori 22M secondo gli standard ISO
- Cuscino gonfiabile integrato per un maggiore comfort del paziente
- Nuove bretelle ascellari atraumatiche di ancoraggio regolabili con velcro
- Accessori di fissaggio alternativi disponibili su richiesta
- Nuovi accessi morbidi per sonde o cateteri integrati al casco
- Nuovo oblò di accesso al paziente con valvola antisoffocamento bi-direzionale ad apertura automatica in mancanza di pressione
- La tenuta ermetica del sistema è assicurata da una membrana elastica che aderisce alla parte superiore del tronco del paziente, quando il casco è gonfio.

Maggiori evidenze cliniche su www.intersurgical.it



Nuovo oblò di accesso al paziente

Con valvola antisoffocamento bi-direzionale



Trasparente
Per facilitare il monitoraggio del paziente

Nuovo design con accessi a tenuta

Per sonde e cateteri integrati

Rimozione facile
Per un rapido accesso al viso del paziente

CaStar R Up casco apribile per NIV con cuscino, valvola antisoffocamento bi-direzionale e oblò*

*I circuiti non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Custom pack sono disponibili su richiesta del cliente. Per la gamma accessori si prega di fare riferimento al sito web

| Codice | Misura | Circonferenza collo | Q.tà/scatola |
|-------------|-------------------|---------------------|--------------|
| CA022XXL/2R | Extra Extra Large | ≥50cm | 5 |
| CA022XL/2R | Extra Large | 45-52cm | 5 |
| CA022L/2R | Large | 40-47cm | 5 |
| CA022M/2R | Medium | 34-41cm | 5 |
| CA022S/2R | Small | 27-34cm | 5 |
| CA022XS/2R | Extra Small | 17-27cm | 5 |



www.intersurgical.it/info/starmed

Richiesta info



Intersurgical S.p.A. Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418 234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Fabbricante:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italy

Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari

Rispetta l'ambiente!

Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri stampare ugualmente privilegia il fronte/retro.

IS1.39_IT • Issue 5 10.20